

3M Comply™

Engangs Bowie & Dick testpakke



Alternativ Bowie & Dick engangs testpakke.



Anvendelse

Anvendes dagligt i henhold til EN 554:1944 i autoklaver med vakuum luftfjernelsessystemer. Til monitorering af resultatet ved damp gennemtrængning/luftfjernelse i en steriliseringsproces.



• Farvekemi:

- Ændrer farve fra blå til pink
- Let aflæselig
- Fejlresultater vises tydeligt
- Ikke reflekterende overflade
- Ingen tungmetaller
- Kan opbevares i længere tid uden farveændring
- Reproducerbar

• Nem håndtering:

- Nem at åbne
- Let at finde testarket
- Testarket kan ikke ændre farve efter steriliseringsprocessen

- Opfylder kravene i EN 867-1:1997 og EN 867-4:2000
- Opfylder kravene i ISO 11140-1:1995 og ISO 11140-4:2001
- BSI certificeret.

Bestillings information

Varenr.	Beskrivelse	Stk/karton
1301	3M Comply™ Bowie og Dick testpakke	20 pk/karton

3M a/s

Afdelingen for Hospitalsprodukter
 Fabriksparken 15
 2600 Glostrup
 tlf. 43 48 01 00
 fax 43 96 85 96
 www.healthcare.dk

3M and Comply are trademarks of the 3M company.

©3M 2005

3M Health Care

3M™ Infektionsforebyggelse